

elektrochirurgia

kompaktowe rozwiązanie w praktyce prywatnej



ES120

Aparat elektrochirurgiczny

ES120 to aparat elektrochirurgiczny, który wykorzystuje przepływ prądu wysokiej częstotliwości do wycinania i koagulowania zmian skórnych.

Wszechstronność zastosowań

Aparat świetnie sprawdza się w niewielkich zabiegach chirurgicznych.

Komfort pracy

Niewielkie rozmiary urządzenia i estetyczny wygląd w połączeniu z jego niezawodnością oraz łatwością obsługi zapewniają najwyższy komfort pracy.

Bezpieczeństwo

Wewnętrzny test urządzenia i podłączonego osprzętu oraz system kontroli podłączenia elektrody neutralnej gwarantują maksymalne bezpieczeństwo użytkownika oraz pacjenta.

Przykładowe zastosowania:

- zabiegi ambulatoryjne
- chirurgia onkologiczna, np. usuwanie zmian skórnych
- ginekologia
- laryngologia
- stomatologia
- pobieranie próbek do badań

Zalety aparatu ES120:

- estetyczny design i niewielki rozmiar
- skuteczność i szybkie działanie
- precyzyja
- niskie koszty eksploatacji

akcesoria do aparatu ES120

CE
1011
ISO 9001
ISO 13485



520-500 Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm



521-420 Elektroda kulka prosta, 4mm, uchwyt 4mm



521-220 Elektroda pętla druciana, 10mm, uchwyt 4mm

524-020 Elektroda kulka prosta 4 mm, długość 100 mm



525-000 Elektroda pętla, 20 x 15mm, dł. 120 mm, uchwyt 4mm



526-400 Elektroda żagielek, 10 x 25mm, dł. 115mm, uchwyt 4mm



322-145 Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-pin




605-014 Szczypce kątowe (TIP C), 160 mm non-stick



351-031 Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29 mm



294-030 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk EU 6,3mm



812-80H Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm², op. 10x5szt.



6-pinowe złącze

100-301 Włącznik nożny 1-przyciskowy, wyłącznie do ES120, kabel 5m, wtyk 6-pinowy



100-215 Torba do aparatu ES120

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl

EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryżowa 69a | 05-816 Opacz k/Warszawy
tel: +48(22)7230800 | fax: +48(22)7230081 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

Listopad 2012

emed
confidence in performance